

Periimplantitis(Germ Reduction)	976	1.5W	PF	50	12		300µm(MF3-4/MF3-9)	Miscati fibra lent de-a lungul implantului utilizand o miscare sinusoidala, pana cand ati acoperit toata suprafata. Atentie: laserul trebuie sa fie mereu in miscare.
Perio. Germ Reduction	976	1.5W	PF	50	10		300µm(MF3-4/MF3-9)	Incepeti tratamentul din cel mai profund punct al pungii parodontale, retragand fibra incet cu o miscare sinusoidala pentru a acoperi intreaga zona contaminata. Daca apare durere reduceti puterea.
Endodontics								
Endo. Germ Reduction	976	1.5W	PF	50	15		200µm(MF2-14/MF2-20)	Introduceti fibra optica in canal pana la aproximativ 1mm de apex, porniti laserul si retrageti usor fibra (1-2mm/s) cu miscari circulare. Repetati de 4 ori lasand un interval de 5 secunde intre fiecare procedura. Atentie: dupa activarea laserului nu mentineti fibra in zona apicala.
Pulpotomy	976	3.0W	PF	65	5		200µm(MF2-14/MF2-20)	Dupa pulpotomia clasica puteti indeparta pulpa reziduala cu ajutorul laserului.
Gangrene Germ Reduction	976	3.0W	PF	65	20		200µm(MF2-14/MF2-20)	Introduceti fibra optica in canal pana la nivelul apexului, porniti laserul, mentineti 2 secunde si apoi retrageti usor fibra (1-2mm/s) cu miscari circulare. Repetati de 4 ori lasand un interval de 5 secunde intre fiecare procedura. Atentie: dupa activarea laserului nu mentineti fibra in zona apicala mai mult de 2 secunde.
Soft Laser Therapy								
Burning mouth-syndrome	650	50mW	CW			10	BT8-Tip	Miscati ghidul luminos peste intreaga zona pe care doriti sa o tratati, utilizand miscari de du-te vino. Respectati setarile de putere prestabilite.
Dentin hyper sensitivity	650	25mW	CW			160	BT8-Tip	Miscati ghidul luminos peste intreaga zona dentinara pe care doriti sa o tratati, utilizand miscari de du-te vino. Respectati setarile de putere prestabilite.

Wound healing	650	25mW	CW			120	BT8-Tip	Miscati ghidul luminos peste intreaga zona pe care doriti sa o tratati, utilizand miscari de du-te vino. Respectati setarile de putere prestabilite.
Miscellaneous								
Haemostasis	450	2.0W	CW				300µm(MF3-4/MF3-9)	Realizati hemostaza prin indreptarea laserului catre zona de hemoragie. Evitati contactul cu osul.
Aphthous Ulcers	976	2.0W	PF	50	10		300µm(MF3-4/MF3-9)	Nu este necesara anestezie! Tineti laserul la 1-3mm distanta de leziune, treceti fibra peste intreaga leziune. Intrerupeti putin procedura daca apare durere.
Desensitization	976	1.0W	CW				300µm(MF3-4/MF3-9)	Aplicati solutie de fluorizare pe zonele dentare cu sensibilitate crescuta, asa cum este descris in studiile laserelor dioda, tineti laserul la 2-4mm distanta de zonele de interes si activati timp de 60 secunde/zona. Atentie: evitati contactul fibrei cu dentina si mentineti in totdeauna laserul in miscare.
Herpes	976	2.0W	PF	50	10		300µm(MF3-4/MF3-9)	Nu este necesara anestezie! Tineti laserul la 1-3mm distanta de leziune, treceti fibra peste intreaga leziune. Intrerupeti putin procedura daca apare durere.
Teeth Whitening	450	3.0W	CW				Whitening- Tip	Dupa ce ati aplicat gelul de albire pe dinti indreptati piesa pentru albire spre zona de interes si activati 30 secunde/zona. Asteptati 1 minut pentru a evalua daca apare durere sau senzatie de incalzire puternica. Repetati de 4 ori pentru fiecare zona. In general nu este indicat ca tratamentul sa depaseasca 6 minute/zona.
Germ Pain Therapy	976	4.0W	CW			20	DT15-Tip/ DT20-Tip/ DT30-Tip	Utilizand piesa pentru terapie activati laserul pe tesutul parodontal timp de 1 minut inainte injectarii si dupa chiuretaj.